

Aszitespunktion – Checkliste

Basics	Sterile Handschuhe	
	Maske	
	Desinfektionsmittel	
	Abdecktuch (für sterilen Tisch)	
	Lochtuch	
	Sterile Tupfer	
	Sterile Kompressen	
	Wundverband (Pflaster für danach)	
	Braunülenpflaster	
Lokalanästhesie	Lokalanästhetikum: z.B. Lidocain (2%) 5ml	
	5ml Spritze	
	Kanüle zum Aufziehen 18G x 1.5" (1.2mm x 40mm)	
	Kurze dünne Kanüle (für Hautquaddel): 25G x 5/8" (0.5mm x 16mm)	
	Lange dünne Kanüle (für Probepunktion) 19G x 2" (1.1mm x 50mm)	
Punktion	Aszitespunktionsset	
	Heidelberger-Verlängerung mit Drei-Wege-Hahn	
	Ablaufbeutel	
	Parazentesenadel (PerufLOW n. Schlottmann)	
	50ml Spritze	
	Venenzugang (16G → grau) als alternative Parazentesenadel (Schlottmannnadel funktioniert aber besser)	
Diagnostik	Adapter für Vakuumröhrchen	
	EDTA-Röhrchen	
	Urinröhrchen	
	Ein Paar Blutkulturen	
	2x 20ml Spritze	